

Weniger Knieschmerzen, mehr Mobilität

Gonarthrose-Knieorthese




Was ist Gonarthrose?

Der progressive Abbau des Gelenkknorpels bei einer Gonarthrose äussert sich durch Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Um die Beweglichkeit, Aktivität und Lebensqualität zu erhalten, ist die Schmerzlinderung das A und O in der Therapie.

Funktionelle Gonarthrose-Knieorthesen mit 3-Punkt-Wirkprinzip entlasten und stabilisieren das Kniegelenk und können dadurch die Schmerzen signifikant reduzieren.

Entlastung des betroffenen Kniekompartiments?

Das dynamische 3-Punkt-Wirkprinzip setzt oberhalb und unterhalb des Gelenks an und erlaubt so eine Verteilung der einwirkenden Kräfte. Dabei entlastet der korrigierende Zug das betroffene Gelenkcompartment, ohne am Gelenkspalt einen Druck auszuüben.



A Gesunder Knorpel

B Schmerzen durch fehlenden Knorpel

C Schmerzreduktion durch Entlastung

Stadiengerechte Lösungen

Ob im frühen Stadium, bei ausgeprägter Gonarthrose oder im Vorfeld einer Operation – eine Unloader-Knieorthese ist in jedem Gonarthrose-Stadium eine sinnvolle Therapie.

Die dynamischen Doppelgurte üben einen sanften Zug aus, um die Belastung der empfindlichen Knochenflächen des Kniegelenks zu reduzieren. Das Ergebnis: schnelle Schmerzlinderung und Erhöhung der Mobilität.

Mobilität steigern dank Unloader-Knieorthesen

Erstmals haben sich amerikanische Wissenschaftler in einer Studie mit der Frage der Auswirkungen auf die Gesamtgesundheit und die Mobilität durch die Anwendung von Unloader-Knieorthesen beschäftigt. Das Ergebnis: Durch das Tragen der Orthese wurden die Schmerzen und die körperlichen Einschränkungen verringert und dadurch die Mobilität hinsichtlich des körperlichen Zustands verbessert.

Durch die Orthese wird das Kniegelenk entlastet, so dass der Patient sich schmerzfreier bewegen kann. Die Kniegelenk-Funktionen sind weniger eingeschränkt und die Mobilität wird erhöht.

Vorteile der Gonarthrose-Knieorthese

- Schonende, entlastende Wirkung
- Effektive Stabilisierung
- Erhöhung des Aktivitätsgrades
- Verbesserung der Lebensqualität
- Kosteneffektive Therapieoption
- Gute Langzeitergebnisse

Der Anteil an orthopädietechnischen Gonarthrose-Behandlungen ist immer noch sehr gering, obwohl zahlreiche Vorteile für die Behandlung durch eine funktionelle Gonarthrose-Knieorthese sprechen.



Unloader One® von Össur

Die klinisch bewährte Knieorthese - Unloader One von Össur - für moderate bis schwere Gonarthrose kann durch eine konsequente Entlastung eine dauerhafte Schmerzlinderung erzielen. Mit dem zusätzlichen Einstellrad (SmartDosing® Dial) lässt sich die Knieorthese präzise anpassen, um eine optimale Entlastung bei allen Aktivitäten zu gewährleisten.

Indikationen

- Moderate bis schwere unikompartimentelle Gonarthrose
- Andere Kniebeschwerden, bei denen eine unikompartimentelle Entlastung sinnvoll ist

Funktionen

- Dual Dynamic Force Straps wirken als Schmerzlinderung sowie Druckreduzierung.
- Die Perforation des leichten Rahmens sorgt für Flexibilität und Ventilation. Das flexible vertikale Stützelement mit Flachprofil passt sich der Patientenanatomie an und ermöglicht das Tragen unter der Kleidung.
- Einstellrad zur präzisen Einstellung des Schmerzmanagements
- Farbcodierte Schnellverschlüsse für einfaches An- und Ablegen
- Silikon-Polster verhindern die Migration.
- Verfügbar in Standard- oder Kurzversion für eine perfekte Passform

Wirkung

- Einseitige Entlastung arthrotisch veränderter Gelenkanteile
- Effektive Schmerzlinderung


Haben Sie noch Fragen?

Wir beraten Sie gerne.

Terminvereinbarung

T + 41 43 211 10 00

Witikonstrasse 24
8032 Zürich
T 043 211 10 00
F 043 211 10 01
info@fof.ch
www.fof.ch



Öffnungszeiten

Mo bis Fr 8.00 bis 12.00 und 13.30 bis 18.00

Sa geschlossen

Text- und Bildquellen:

© Copyrights by Össur hf.